


HIPPOCAMPE®



Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada

Istruzioni per l'uso e il montaggio

S : 0001-TS-02-BM	L : 0001-TL-02-BM
0027-TS-02-BM	0027-TL-02-BM
M : 0001-TS-02-RO	XL : 0001-TL-02-RO
0027-TS-02-RO	0027-TL-02-RO
0001-TM-02-BM	0001-TX-02-BM
0027-TM-02-BM	0027-TX-02-BM
0001-TM-02-RO	0001-TX-02-RO
0027-TM-02-RO	0027-TX-02-RO



Nel modello con poggiatesta i braccioli sono accessori opzionali.

VIPAMAT


3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)
Phone : +33 2 97 86 24 87 - Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com - contact@vipamat.com

Complimenti ! Hai appena acquistato Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada di Vipamat. Hippocampe ti accompagnerà in tutte le tue attività all'aria aperta. Con questo mezzo comodo e versatile potrai arrivare in spiaggia, sul bagnasciuga e in acqua. Potrai anche fare escursioni in montagna e nei boschi e avventurarti su terreni innevati. Hippocampe è stato progettato per le persone con mobilità ridotta di tutte le età.

Sommario

1 Com'è fatto Hippocampe.....	p2	3.7 Montaggio delli reti per braccioli.....	p19
2 Informazioni legali e di sicurezza.....	p4	3.8 Montaggio dell'accessorio rete di protezione....	p21
2.1 Precauzioni d'uso.....	p4	3.9 Montaggio dei copri raggi 20".....	p23
2.2 Dichiarazione di conformità e condizioni di garanzia.....	p5	3.10 Montaggio dell'accessorio cintura mista.....	p25
2.3 Manutenzione e cura.....	p5	3.11 Installazione della sbarra di spinta.....	p27
3 Montaggio di Hippocampe.....	p7	3.12 montaggio dell'accessorio manubrio.....	p29
3.1 Installazione delle due ruote doppie.....	p7	3.13 Montaggio della protezione dalle pioggia.....	p31
3.2 Montaggio dei freni di stazionamento opzionali....	p9	3.14 Montaggio dell'accessorio ombrello.....	p33
3.3 Montaggio dello schienale fisso o regolabile	p11	4 Montaggio degli accessori per il tempo libero.....	p35
3.4 Montaggio dell'accessorio coppia di braccioli.....	p13	4.1 Montaggio dell'accessorio ruote a palloncino....	p35
3.5 Montaggio dell'accessorio poggiatesta regolabile..	p15	4.2 Montaggio dell'accessorio kit da sci anteriore e kit da sci posteriore.....	p37
3.6 Montaggio dell'accessorio cintura addominale..	p17	4.3. Montaggio dell'accessorio sedile Stabilo.....	p39

I Com'è fatto Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada



Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada è disponibile in 4 taglie: S, M, L et XL.

- | | | |
|----------------------|--|--|
| (A) Sbarra di spinta | (B) Poggiatesta regolabile | (C) Schienale fissa in altezza e inclinabile |
| (D) Doppia ruota | (E) Coppia di braccioli (regolabili, retrattile y orientabili) | (F) Telaio di Hippocampe |

IMPORTANT

Conserva con cura questo manuale.

Norme e consigli contenuti nel manuale vanno rispettati con la massima attenzione.

Ecco gli accessori disponibili per Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada



Schienale regolabile
in altezza e inclinabile



Freni di stazionamento



Coppia di braccioli (regola-
bili, retrattili y orientabili)



Poggiatesta regolabile



Cintura addominale



Cintura mista



Reti per braccioli



Reti di protezione



Copri raggi 20"



Borsa termica



Borsa da trasporto



Borsa da schienale



kit da sci anteriore



kit da sci posteriore



Ruote a palloncino



Sedile Stabilo



Protezione dalle pioggia



Ombrello



Manubrio



Borsa da ruote per sabbia

2 Informazioni legali e di sicurezza

2.1 Precauzioni di sicurezza e d'uso

1. Norme e consigli contenuti in questo manuale vanno rispettati con la massima attenzione.



Prima di utilizzare la carrozzina accertarsi che le ruote siano opportunamente bloccate e fissate saldamente al telaio, in modo da poter esercitare una trazione verso l'esterno di ciascuna ruota. (cfr. 3.1)

2. Prima di utilizzare la carrozzina, accertarsi che le ruote e la sbarra di spinta siano inserite correttamente facendo pressione su tutte le clip di fissaggio e controllando le uscite dei pezzi di raccordo (3.1).

3. Controllare il bloccaggio di tutte le fibbie di chiusura del sedile. Le cinghie devono essere ben tese e le fibbie chiuse.

4. Quando si usa Hippocampe è necessaria la presenza di un accompagnatore che abbia la capacità di guidare, spingere e frenare la carrozzina.

5. Per una maggiore sicurezza, il passeggero si deve sedere in fondo al sedile, con la schiena appoggiata allo schienale.

6. Durante l'uso verificare che mani e piedi del passeggero siano in una posizione corretta (se necessario, montare le reti di protezione accessorie).

7. Se il passeggero è un bambino, Hippocampe deve sempre essere usato con la supervisione di un adulto.

8. Hippocampe è progettato per ospitare un solo passeggero di un peso massimo di 130 kg.

9. Se la carrozzina è priva di freni di stazionamento si raccomanda la massima prudenza durante l'utilizzo, specialmente in caso di spostamenti su superfici inclinate.

10. Muoversi con la massima prudenza se il terreno è in pendenza. In casi del genere è consigliabile farsi accompagnare.

11. Non esercitare una pressione eccessiva sulla sbarra di spinta quando si vuole sollevare la ruota per girare.

12. Non oltrepassare ostacoli superiori a 10 cm con Hippocampe.

13. Non superare ostacoli dal basso quando si usa Hippocampe.

14. Per motivi di sicurezza non utilizzare Hippocampe se l'angolo di pendenza è superiore a 7°.

15. Non mettersi in piedi sul sedile o sul poggiatesta.

16. Non fare modifiche a Hippocampe e non utilizzare mai pezzi diversi da quelli forniti da Vipamat. Se uno dei pezzi è difettoso, Hippocampe non va usato.

17. Sedile e schienale di Hippocampe sono conformi agli standard M1. L'articolo va tenuto comunque lontano dalle fiamme.

18. Per evitare rischi di riscaldamento ed escoriazioni, si sconsiglia di frenare con le mani quando la carrozzina è in pendenza.

19. Si sconsiglia di usare Hippocampe se una ruota è bucata o sgonfia.

20. Se hai dubbi sulla piena sicurezza di Hippocampe, smetti subito di usarla e contatta il servizio clienti di Vipamat allo 02 97 86 24 87 o tramite email al contact@vipamat.com.

Precauzioni d'uso per la spiaggia e il mare:

21. Hippocampe ti consente di entrare in acqua fino all'altezza del sedile e di fare il bagno. Non è progettato per galleggiare con il passeggero a bordo. Hippocampe non può essere considerata un'imbarcazione.

22. Farsi sempre accompagnare da un adulto quando si entra o ci si muove in acqua e per tutta la durata del bagno.

23. Il galleggiamento della ruota anteriore può sbilanciarti all'indietro quando entri in acqua. Ti consigliamo di inclinarci leggermente in avanti.

24. Hippocampe va sempre usata in zone di balneazione monitorate.

25. Quando si è in acqua è obbligatorio indossare un giubbotto di salvataggio.

26. Se indossi la cintura quando entri in acqua e mentre fai il bagno, l'accompagnamento e la sorveglianza devono essere ancora maggiori.



Fare il bagno sempre accompagnati da qualcuno. Attenzione alla marea che sale e alle onde.

2.2 Dichiarazione di conformità e condizioni di garanzia

In quanto costruttore, Vipamat dichiara che il dispositivo medico Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada di Classe 1 (classificazione europea) e Classe 2 (classificazione statunitense) e i suoi accessori per dispositivi medici sono conformi al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e rispettano le disposizioni previste dalla direttiva europea 93/42/CEE e del libro II del Codice della Sanità Pubblica. Su questo articolo offriamo una garanzia di 2 anni "pezzi di ricambio e manodopera", a partire dalla data d'acquisto (fa fede la fattura).

Su questo prodotto offriamo una garanzia di 2 anni "pezzi di ricambio e manodopera" a partire dalla data d'acquisto (fa fede la fattura). La garanzia assicura la sostituzione delle parti difettose, ma non si applica nei casi di uso improprio e non comprende l'usura dei pezzi dovuti all'utilizzo della carrozzina. Considerate le situazioni nelle quali si può usare Hippocampe, il ciclo di vita previsto è di 4 anni a partire dalla data di acquisto.

Il numero di serie del prodotto è inciso sull'asse posteriore del telaio. Ogni accessorio ha il suo numero di serie inciso sull'articolo. Può anche essere stampato sull'etichetta attaccata alla confezione o all'accessorio.

Per smaltire il Hippocampe, vai in una discarica e mettilo nella giusta categoria di riciclaggio.

2.3 Manutenzione e cura




- La sedia Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada è progettata per resistere all'acqua del mare. È composta da parti in alluminio, plastica e acciaio inossidabile, utilizzati nel settore della nautica e del ciclismo.

- Dopo un bagno nell'acqua del mare, Hippocampe deve essere necessariamente sciacquata con abbondante acqua dolce.

-L'azienda Vipamat declina ogni tipo di responsabilità per danni legati a tale negligenza.



Dopo ogni utilizzo Hippocampe va sempre sciacquata con acqua dolce. Senza questa manutenzione costante, la struttura potrebbe essere danneggiata dalla salsedine.



3 Montaggio di Hippocampe

3.1 Installazione delle due ruote doppie (0009-00-02)

- 1 Inserire il semiassi (a) nel cerchione (b) premendo sulla clip di fissaggio (c) e inserirlo nell'asse del telaio (d).
- 2 Ruotare il semiassi all'interno della ruota per far uscire la clip (c) sull'asse del telaio.

Controlli:

- Controllare il bloccaggio dei semiassi delle doppie ruote premendo sulla clip di fissaggio (c) accertandosi che esca dall'asse del telaio.



Gonfiare le doppie ruote :

0,5 bar per sabbia morbida e 1,5 bar per superficie dura.

Il numero di serie delle doppie ruote è inciso sul semiassi delle ruote.



Codice QR :

L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.








Nome del tutorial:

Nome dell'esercitazione sulla Playlist di modifica :



SCAN ME

TUTO #6 : Pair of wheels- Paire de roues



3.2 Montaggio dei freni di stazionamento opzionali (0006-00-02)

- 1 Sbloccare le cinghie (e) situate sotto il sedile.
- 2 Svitare le due viti (f) dell'alloggiamento del freno per separarle in due parti.
- 3 Posizionare la parte (g) del freno sopra il tubo del telaio e la parte (h) sotto il tubo del telaio in modo che tocchino il nottolino (i).
- 4 Avvitare la parte (g) sulla parte (h) alternando il serraggio e controllare che l'asta sia in una posizione perfettamente orizzontale.












!Lasciare 2 mm tra la parte (g) e la parte (h) del freno di stazionamento.

- 5 Posizionare il nottolino del freno (k) a 8 cm dal blocco del freno e serrare la vite.
- 6 Per azionare il freno passare la leva nera (j) sotto il perno (k) bloccando la leva contro il perno.

Controlli:

- Controlla che i freni siano in posizione orizzontale.
- Controlla che i blocchi dei freni siano stabili (non devono ruotare).
- Controlla che l'asta sia in contatto con lo pneumatico quando il freno è azionato: questo permette di bloccare la sedia.

Il numero di serie dei freni è inciso su ciascuna delle aste in acciaio dei freni.



3.3 Montaggio dello schienale fisso (0004-00-01) o dell'accessorio schienale regolabile (0005-00-01)

❶ Slacciare le fibbie delle cinghie verticali (l), quindi sganciare le cinghie (m) e le 2 cinghie laterali (n) del sedile di Hippocampe.

❷ Per fissare lo schienale sui tubi del telaio: posizionare lo schienale sui tubi del telaio, inserire i dadi (o) nell'apposito alloggiamento e avvitare le viti (p) con la chiave a brugola in dotazione.

Controlli:

- Lo schienale deve avere la possibilità di inclinarsi in avanti e le viti (p) devono uscire dal dado (o) di circa 3 mm.

❸ **Regolazione dell'altezza, valido solo per lo schienale regolabile:**

Aprire il sistema push-lock, regolare lo schienale all'altezza desiderata e poi bloccare il push-lock.



Se è necessario montare un poggiatesta o una coppia di braccioli, passare a pagina 3.4 (pagina successiva) prima di reinstallare le cinghie.

❹ Rimettere a posto tutte le cinghie del sedile di Hippocampe:

- Allacciare le 2 cinghie orizzontali larghe (m) e stringerle per bene con i passanti delle cinghie senza forzare.

- Far passare le 2 cinghie verticali (l) nelle fibbie e stringere senza forzare.

- Allacciare le piccole cinghie laterali (n) attorno al tubo dello schienale.

Controlli:

- Controlla che le fibbie delle cinghie larghe (m) (40 mm) restino bloccate quando si tira da ciascun lato della fibbia.

- Controlla che le cinghie (m) siano ben tese e passino attraverso le fessure del sedile.

- Controlla che le 2 cinghie verticali (l) del sedile passino attraverso i passanti e siano tese per bene.

- Controlla che le cinghie laterali oblique (n) di ciascun lato del telaio girino attorno al tubo verticale dello schienale e siano tesi quando apri lo schienale.

- Controlla che tutte le fibbie siano bloccate.



❺ **Inclinazione dello schienale:** per regolare l'inclinazione, modificare il serraggio delle 2 viti (q) alla base dello schienale. **Attenzione:** le 2 viti devono fuoriuscire della stessa lunghezza.

Il numero di serie dello schienale fisso o regolabile è inciso nella parte bassa di uno dei tubi verticali.



Codice QR :

L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.

Nome dei tutorial :








Nomi dei tutorial nella playlist di editing :

TUTO #2 : Fixed backrest - Dossier Fixe

TUTO #3 : Adjustable backrest - Dossier Réglable



SCAN ME



3.4 Montaggio dell'accessorio coppia di braccioli (regolabili, retrattile y orientabili) (0007-00-02-RO e 007-00-02-BM)

- ❶ Smontare la parte superiore dello schienale:
 - Svitare le 2 viti (s) con un cacciavite a croce.
 - Separare la parte superiore (r) dal resto dello schienale.
- ❷ Inserire le parti di montaggio superiore del bracciolo nei tubi verticali dello schienale.



Attenzione: se devi montare un poggiatesta, non rimontare la parte superiore dello schienale, ma passa direttamente al punto ❹.

- ❸ Rimontare la parte superiore dello schienale (r) e riavvitare le 2 viti (s) nella parte superiore dello schienale.
- ❹ Montare i braccioli, con l'aiuto delle viti ad alette, (t) sui punti di montaggio superiori del bracciolo.
- ❺ Regolare l'altezza dei braccioli con i punti di montaggio superiore del bracciolo e stringere le due viti ad alette(t).
- ❻ Far girare la piccola cinghia intorno al tubo e bloccare la fibbia.

Controlli:

- Controlla che i braccioli siano posizionati al di sopra delle ruote senza attrito.
- Controlla che le viti ad alette (t) siano posizionate sul lato interno dello schienale.
- Controlla che la parte superiore dello schienale sia completamente bloccata tra i tubi verticali dello schienale.
- Controlla che le viti di bloccaggio dello schienale siano ben avvitate e che lo schienale sia stabile.



Per sostituire tutte le cinghie, seguire il passaggio 4 a pagina 11.

Il numero di serie è inciso sulla parte bassa dei due tubi dei braccioli.



Codice QR :








L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.

Nome del tutorial:

Nomi dei tutorial nella playlist di editing :
TUTO #4 : Armrests - Accoudoirs



SCAN ME



3.5 Montaggio dell'accessorio poggiatesta regolabile (0008-00-05)

❶ Smontare la parte superiore dello schienale:

- Svitare le 2 viti (s) con un cacciavite a croce.
- Separare la parte superiore (r) dal resto dello schienale.

❷ Inserire la sbarra orizzontale (u) nei tubi verticali dello schienale; le sbarre (r) e (u) devono essere parallele.

❸ Rimontare la parte superiore dello schienale (r) e riavvitare le 2 viti (s) nella parte superiore dello schienale.

❹ Assemblare il tubo verticale (v) sulle due sbarre orizzontali (r) e (u). Inserire le viti (w) nelle sbarre (r) e (u), poi nelle rondelle (x) e infine nel tubo verticale (v) del poggiatesta. Posizionare il tubo (v) in verticale, quindi stringere le viti (w) con i dadi (y) con la chiave brugola e la chiave a forchetta in dotazione. Sistemare i cappucci dei dadi (z).

❺ Stringere le viti (A1) con la chiave brugola in dotazione per bloccare il tubo nella posizione verticale (v).



Posizionare il tubo verticale in modo che l'apertura del push-lock avvenga con un movimento indietro.

Controlli:

- Controllare che tutte le viti siano strette per bene.
- Controllare che non ci sia gioco nel poggiatesta.
- Controllare che il poggiatesta sia stabile e il push-lock sia bloccato

❻ Regolare il poggiatesta allentando le 3 mollette (B2), quindi sistemare il poggiatesta nella posizione desiderata e stringere immediatamente le 3 mollette (B2).

Per riporre o trasportare la tua sedia più facilmente puoi sollevare la parte superiore del tubo verticale (D1) e il poggiatesta (C1) sbloccando il push-lock.

Nota: per i passeggeri che non hanno bisogno di regolare la posizione anteriore, è possibile fissare il bordo del poggiatesta (C1) direttamente sul pezzo (D1) rimuovendo il pezzo di estensione del poggiatesta.



Per sostituire tutte le cinghie, seguire il passaggio 4 a pagina 11.

Il numero di serie del poggiatesta è inciso sul tubo del poggiatesta.







Codice QR :

L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.

Nome del tutorial:

Nomi dei tutorial nella playlist di editing :
TUTO #5 : Adjustable headrest - Appui-tête réglable









3.6 Montaggio dell'accessorio cintura addominale (0024-00-01)

- ❶ Sistemare la cintura sul sedile e far passare la cinghia (F1) all'interno della parte (E1).
- ❷ Sistemare la cinghia (F1) in modo da circondare il tubo del telaio dall'esterno verso l'interno.
- ❸ Far passare di nuovo la cinghia nel passante facendola uscire di almeno 2 cm, quindi stringere.

Controlli:

Controlla che la cintura sia saldamente fissata al telaio di Hippocampe.

Il numero di serie della cintura si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.



3.7 Montaggio dell'accessorio reti per braccioli (0032-00-01)

- ❶ Far passare tutte le cinghie a strappo (L1) di ciascun lato del sedile attraverso le fessure per le cinghie di fissaggio del sedile. Sbloccare le 3 cinghie (J1) sotto il sedile e fissare le 3 cinghie (L1) delle reti dei braccioli con gli strappi. Allacciare le 3 cinghie (J1) sotto il sedile.
- ❷ Far passare tutte le cinghie a strappo (1-11) su ciascun lato dello schienale nelle fessure per le cinghie di fissaggio dello schienale. Slacciare le cinghie (m) e (l) nella parte posteriore dello schienale e fissare le cinghie (1-11) delle reti dei braccioli con gli strappi. Allacciare le cinghie (m) e (l) dello schienale.
- ❸ Fissare le cinghie delle reti intorno ai tubi dei braccioli.

Controlli:

- Controlla la chiusura di tutte le fibbie della sedia.
- Controlla che le reti siano tese.

Il numero di serie delle reti dei braccioli si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.



Codice QR :








L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.

Nome del tutorial:

Nome dell'esercitazione sulla Playlist di modifica :

TUTO #8 : Safety net part 1 - Filet d'accoudoirs, partie 2





3.8 Montaggio dell'accessorio rete di protezione (0033-TS-01, 0033-TM-01, 0033-TL-01 ,0033-TX-01)

- 1 Slacciare la cinghia (J1) che si trova sotto il sedile di Hippocampe e sistemare la rete di protezione sotto il sedile.
- 2 Inserire la cinghia (L1) della rete di protezione sotto la cinghia (J1) attraverso i passanti del sedile.
- 3 Allacciare le cinghie (L1) e (J1).
- 4 Tirare la rete e attaccare la parte adesiva del velcro sotto il telaio.
- 5 Far passare la cinghia (M1) della rete di protezione intorno ai tubi dall'interno verso l'esterno e allacciare la cinghia.

Controlli :

- Controlla che tutte le fibbie siano chiuse.
- Controlla che la rete sia tesa.

Il numero di serie della rete di protezione si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.



Codice QR :





L'esercitazione per impostare questa opzione è disponibile nella nostra playlist di editing su YouTube.

Nome del tutorial:

Nome dell'esercitazione sulla Playlist di modifica :

TUTO #7 : Safety net part 1 - Filet de protection, partie 1





3.9 Montaggio dei copri raggi 20" (0044-00-02)






① Sistemare un copri raggio sul lato esterno della ruota e poi l'altro all'interno della ruota in modo che gli alloggiamenti delle viti siano speculari.



È in dotazione un alloggiamento che rende accessibile la valvola, sistemarlo correttamente in corrispondenza della valvola.

② Montare i due copri raggi con le viti e i dadi ciechi in dotazione su tutti gli alloggiamenti previsti e stringere le viti.

Il numero di serie dei copri raggi si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.



3.10 Montaggio dell'accessorio cintura mista (0013-00-02)

- 1 Installare la cintura assicurandosi che il logo sia nella giusta posizione (cfr. immagine) (Logo in altro, a destra).
- 2 Aprire i ganci (N1) della maniglia di spinta. Far passare le cinghie superiori della cintura dal basso verso l'alto nei ganci (N1) della maniglia di spinta e bloccarli facendoli scivolare verso l'alto.
- 3 Far passare le cinghie inferiori all'interno della parte (O1) del sedile, quindi girare intorno al tubo del telaio. Far passare di nuovo la cinghia attraverso il passante (O2) facendola fuoriuscire di almeno 2 cm, quindi bloccarla.
- 4 Utilizzare anelli (O3) per regolare l'altezza e la tensione della cintura mista.

Controlli:




- Controlla la direzione della cintura.
- Controlla la chiusura delle cinghie tirando da ciascun lato di ciascuna fibbia (O3).



SICUREZZA

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra la parte superiore della cintura e il mento del passeggero

Il numero di serie della cintura si trova sull'etichetta della confezione del prodotto.








3.11 Installazione della sbarra di spinta (0003-00-03-BM) (0003-00-03-RO)

- ❶ Inserire le due staffe della sbarra di spinta nei tubi del telaio fino a raggiungere i ganci.
- ❷ Premere i 2 ganci contemporaneamente in modo da spingere giù la sbarra di spinta, i 2 ganci devono uscire nuovamente.

Controlli:

- Accertarsi che la sbarra di spinta sia bloccata premendo sul gancio e controllando che esca dal pezzo (P1).








Il numero di serie della sbarra di spinta si trova in basso, sul lato della sbarra di spinta.



3.12 Montaggio dell'opzione manubrio (0019-00-03)

- ❶ Posizionare la dima di foratura del manubrio sotto gli anelli di arresto del manicotto del manubrio. (La dima di foratura può essere posizionata solo in una direzione).
- ❷ Forare l'asta di spinta su entrambi i lati fino a $\varnothing 6,5$ mm.
- ❸ Inserire le due rondelle (r1), le tre rondelle di forma (r2) e i bulloni nei fori e serrare i dadi da 10 mm, facendo attenzione a posizionare il manubrio perpendicolarmente al manubrio.
- ❹ Montare i tappi sulle teste dei bulloni e sui dadi.

Il numero di serie è inciso al centro del tubo.



3.13 Montaggio della protezione dalle pioggia (0160-TM-02) (0160-TL-02) (0160-TX-02)

- ❶ Per montare l'opzione Protezione dalle pioggia, preparare tutte le parti come mostrato nella foto.
- ❷ Aprire i due pezzi elastici (01) e metterli sulla barra di spinta ad un'altezza di 35 cm dall'estremità inferiore della barra di spinta (destra e sinistra).préparer toutes les pièces comme sur la photo.
- ❸ Serrare le viti ad alette (02).
- ❹ I due supporti della Protezione dalle pioggia (04) devono essere rivolti verso l'alto e lontano dalla sedia a rotelle.
- ❺ Installare i 3 tappi di chiusura su ogni lato in ogni supporto della Protezione dalle pioggia (04).
- ❻ Bloccare le due cinghie (05) alla parte posteriore dei supporti della Protezione dalle pioggia (04).



Chiudere le due parti della Protezione dalle pioggia per fare un solo set. L'etichetta Vipamat della Protezione dalle pioggia deve essere rivolta verso la parte anteriore della sedia a rotelle.

- ❼ È possibile installare solo la parte superiore della Protezione dalle pioggia fissando la cinghia anteriore (06) come mostrato in figura:






In alto, sotto l'etichetta, far passare la cinghia nel pulsante magnetico.

Nella parte inferiore, passare la cinghia :

- All'interno dei tubi del telaio ;
- Girare intorno alle parti grigie nella parte anteriore;
- Torna indietro dal retro;
- Passare davanti al primo giro della cinghia
- Ritorno al punto di fissaggio dall'esterno dei tubi del telaio

(non installare questa cinghia se la protezione delle gambe è installata)

- ❽ Per installare la protezione delle gambe, legare la parte inferiore della protezione intorno ai tubi del telaio dall'esterno verso l'interno.



3.14 Montaggio dell'opzione ombrello (0162-00-02)

① Aprire i due elastici (01) e posizionarli sulla barra di spinta ad un'altezza di 47 cm dall'estremità inferiore della barra di spinta (destra e sinistra).



Per un migliore orientamento dell'ombrello asimmetrico, la parte (01) è sempre posizionata con il lato di collegamento piatto a sinistra.

② Serrare il dado ad alette (v01) sul componente (01) per fissarlo all'asta di spinta.

③ Serrare la vite ad alette (v02) dell'estremità dentata del parasole (02) sul lato piatto della parte (01), serrarla sul dado dietro la parte dentata.

④ Per regolare il parasole a proprio piacimento, allentare e stringere la vite ad alette del parasole (v02) e la vite ad alette della parte (v01).



QR Code :

L'esercitazione per l'impostazione di questa opzione è disponibile come video su Youtube.








Nome del tutorial :

Nome dell'esercitazione sulla Playlist di modifica :

TUTO #10 : Umbrella - Ombrelle



SCAN ME



4 Montaggio degli accessori per il tempo libero

4.1 Montaggio dell'accessorio ruote a palloncino (0010-00-01)

Fase 1: montare l'asse di rinforzo delle ruote a palloncino

① Prendere l'asse di rinforzo, svitare i 6 dadi (Q1) e rimuovere le 6 rondelle (R1).
Rimuovere le 3 semi-fascette dall'alto (S1).

② ③ Sistemare l'asse di rinforzo al di sotto del tubo del telaio e riposizionare le semi fascette (S1) sul tubo del telaio. Procedere al serraggio di tutte le viti (T1), dei dadi (Q1) e delle rondelle (R1) e aggiungere i cappucci copri-dado (U1) sulle viti (T1).



Distribuire per bene le 3 semi-fascette su tutto l'asse posteriore.

Controlli:

- Controlla che l'asse di rinforzo sia centrato sull'asse posteriore del telaio e che le viti siano strette.

Fase 2: montaggio delle ruote a palloncino

④ Inserire il semi-asse (V1) nella ruota a palloncino.

⑤ Infilare il distanziale (W1) sul semi-asse.

⑥ Inserire il semi-asse (V1) nel telaio facendo fuoriuscire il gancio (X1) dell'asse centrale.









Controlli:

- Controlla che i semi-asse delle ruote a palloncino siano ben chiusi premendo sul gancio (X1) e accertandoti che esca dall'asse.



Per gonfiare e sgonfiare le ruote a palloncino usa sempre un ago di gonfiaggio. Quando viaggi in aereo, sgonfia leggermente le ruote a palloncino per evitare che le ruote si espandano in alta quota. Le ruote a bassa pressione si espandono quando vengono gonfiate: gonfiale fino a un diametro di 50 cm.

Il numero di serie della coppia di ruote a palloncino si trova sui semiassi delle ruote.



4.2 Montaggio dell'accessorio kit da sci anteriore e kit da sci posteriore

Montaggio dell'accessorio kit da sci anteriore (0014-00-01)

- 1 Sistemare la ruota anteriore di Hippocampe nell'alloggiamento bianco dello sci anteriore e spingere dentro la ruota.
- 2 Sistemare le due fibbie su ciascuna lato della staffa anteriore e chiuderle per bene.

Il numero di serie del kit da sci anteriore si trova sulla parte superiore dello sci.

Montaggio dell'accessorio sci posteriori (0023-00-02)

- 3 Premere sul gancio della parte posteriore del telaio per rimuovere le due ruote della sedia Hippocampe. Rimuovere i due semiassi (Y1) delle doppie ruote posteriori premendo sul gancio.
- 4 Inserire i due semiassi (Y1) nella parte (Z1) dei due sci posteriori. La parte lunga del tubo di supporto dello sci deve essere sistemata sul fianco del telaio. Inserire i semiassi (Y1) nel telaio.
- 5 Far uscire il gancio (A2) dell'asse centrale.

Controlli:

- Controllare che i due semiassi degli sci posteriori siano fissi premendo sul gancio e verificandone l'uscita dall'asse centrale.

- 6 Sistemare il cinturino rosso. Sono possibili due posizioni:
 - l'accompagnatore spinge Hippocampe con la sbarra di spinta: fissare il cinturino rosso sulla staffa posteriore del telaio.
 - l'accompagnatore rimorchia Hippocampe con il kit di trazione: fissare la cinghia rossa sulla staffa anteriore della sedia.










L'accompagnatore deve tenere il cinturino rosso intorno al polso durante tutti gli spostamenti.



IMPORTANTE: Precauzioni per l'uso di Hippocampe con lo sci anteriore e i due sci posteriori.

- Non usare Hippocampe sulle piste da sci o da slittino.
- Quando usi gli sci con Hippocampe ci deve essere sempre un accompagnatore che sia in grado di manovrare Hippocampe con il passeggero a bordo e tenere allacciato il cinturino di sicurezza.
- Non usare su un pendio nevoso con una pendenza superiore al 10%.
- L'uso del casco è obbligatorio.

Il numero di serie del kit da sci posteriore si trova sull'asse degli sci.



4.3 Montaggio dell'accessorio sedile Stabilo Comfortable Plus Duo velcro (0050-TS-01, 0050-TM-01,0050-TL-01) su Hippocampe

❶ Sistemare la cinghia auto allacciante (B2) sul sedile di Hippocampe con l'allaccio (tratteggiato nella figura) verso l'alto. Chiudere la cinghia a strappo (B2) facendo passare la cinghia attraverso il passante, quindi fissarla sulla parte di "velluto" della fascia auto allacciante.

Controlli:

- Assicurati che la cinghia a strappo sia tesa e ben fissata.

❷ Sistemare il Sedile Comodo sulla cinghia auto allacciante posizionata sul sedile di Hippocampe. Il sedile si fissa sull'allaccio della fascia auto allacciante.

❸ Inclinare in avanti lo schienale del Sedile Comodo e sistemare la seconda fascia auto allacciante (B2) sulla parte alta dello schienale del Sedile.

❹ Girate intorno allo schienale di Hippocampe e bloccate la cinghia auto allacciante (B2).












❺ Regolare la cintura addominale (C2).

Controlli:

- Controllare che il Sedile Comodo aderisca bene a Hippocampe.

Il Sedile Comodo con 2 Strappi è un accessorio distribuito dall'azienda Vipamat ed è adattabile a Hippocampe. Per assicurare la massima sicurezza durante l'uso, si prega di fare riferimento alle istruzioni specifiche di questo prodotto.








Note

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Dispositivi medici (Medical Device)		Numero di modello
	Prima dell'uso leggere le istruzioni		Numero di serie
	Marchio CE		Peso massimo dell'utilizzatore
	Avvertimento		Data di produzione
	Non smaltire nel bidone dei rifiuti domestici		Latex free : Senza lattice
	Produttore		

Etichetta di identificazione :

L'etichetta di identificazione è attaccata al telaio della carrozzina.

Di seguito è riportato un esempio di etichetta.

 VIPAMAT (www.vipamat.com) Made in France			
3 rue Gustave Eiffel 56270 PLOEMEUR France		 	
+33-297 862 487(Outside USA)		832848533(USA)	
FAUTEUIL HIPPOCAMPE WHEELCHAIR HIPPOCAMPE			
Ref	0001-XX-02-XX	Size	XX
Qt	1		286 Lbs
SN	000000	LOT	900000
		02/07/2002	130 Kg
			
(01)0366456000008(10)900000(21)000000			

Numero UDI (Unique Device Identifier)

Note

Scopri il nostro canale di tutorial su **Youtube**
e segui le nostre notizie su **Facebook** e **Instagram**.



Vipamat



Vipamat
World



Vipamat



HIPPOCAMPE[®]



IT

Hippocampe Spiaggia e Fuoristrada



EN12-01-V2-IT*25/07/2023

IT

VIPAMAT

3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Phone : +33 2 97 86 24 87 - Fax : +33 2 97 86 73 81

www.vipamat.com - contact@vipamat.com