


HIPPOCAMPE®



Hippocampe Piscina

Istruzioni per l'installazione e l'uso

Taglia unica 0002-TS-02-BU



VIPAMAT


3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)
Tel : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81
www.vipamat.com - contact@vipamat.com

Congratulazioni! Sei appena acquisito Hippocampe Piscina de Vipamat. L'Hippocampe sarà il suo compagno nelle piscine private e pubbliche. Permette di accedere a tutte le aree acquatiche: spogliatoi, pediluvii, piscine e bordo vasca.

Contenuti

1 Scoprite la sua Hippocampe Piscina	p2
2 Informazioni legali e di sicurezza	p4
2.1 Precauzioni di sicurezza e d'uso.....	p4
2.2 Dichiarazione di conformità e condizioni di garanzia.....	p5
2.3 Manutenzione e assistenza.....	p5
3 Installazione di Hippocampe Piscina	p7
3.1 Installazione della coppia di ruote grigie.....	p7
3.2 Installazione della barra di spinta.....	p9
3.3 Montaggio del sedile.....	p11
3.4 Montaggio dell'opzione cintura addominale	p13
4 Istruzioni per l'uso	p15
4.1 Uso dei freni di stazionamento.....	p15

1 - Scoprite la sua Hippocampe Piscina



La Hippocampe piscina è disponibile in taglia unica, con cintura opzionale.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A Barra di spinta | B Freni di stazionamento |
| C Coppia di ruote grigie | D Ruota anteriore girevole |

IMPORTANTE

Conservare queste istruzioni.

È indispensabile attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni e ai consigli contenuti in questo documento.

Le opzioni disponibili presso l'Hippocampe Piscina :



Cintura addominale

2 2 Informazioni legali e di sicurezza

2.1 Precauzioni di sicurezza e d'uso

1. È indispensabile attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni e ai consigli contenuti in questo documento.



Hippocampe Piscina è una sedia a rotelle da piscina che deve essere utilizzata solo in questo ambiente. Non è progettata per l'uso all'aperto.

2 - Questa carrozzina è stata progettata per facilitare l'accesso alla piscina.

3. Prima di ogni utilizzo della carrozzina, accertarsi che le ruote e il maniglione di spinta siano agganciati correttamente premendo su ogni clip e verificando che siano usciti dai connettori.

4. Controllare che tutte le fibbie del sedia a rotelle siano bloccate. Le cinghie devono essere ben tese e le fibbie chiuse.

5. Il Hippocampe può essere utilizzato da solo o con altre persone.

6. Ogni volta che si utilizza il Hippocampe, si raccomanda vivamente la presenza di un accompagnatore che sia in grado di guidare, spingere e tenere la carrozzina.

7. Ogni volta che si utilizza l'Hippocampe, si raccomanda vivamente la presenza di un accompagnatore in grado di guidare, spingere e tenere la carrozzina.

8. Per motivi di sicurezza, l'utente deve sedersi nella parte posteriore del sedile, con la schiena appoggiata allo schienale.

7. Come una normale carrozzina, il Hippocampe richiede un po' di tempo per abituarsi. Potrebbero essere necessarie alcune operazioni di prova per assicurarsi che il Hippocampe venga utilizzato correttamente.

9. Se l'utente è un bambino, il Hippocampe deve essere sempre utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

10. Il Hippocampe è stato progettato per ospitare una sola persona con un peso massimo di 130 kg.

11. È vietato a più di una persona salire sul Hippocampe o stare in piedi sul Hippocampe.

12. Procedere con cautela sui terreni in pendenza. In questi casi è consigliabile essere accompagnati.

13. Non utilizzare il Hippocampe per superare ostacoli più alti di 20 cm.

14. Per motivi di sicurezza, non utilizzare il Hippocampe se l'angolo di pendenza è superiore a 7°.

15. Non passare sotto gli ostacoli con il Hippocampe.

16. Durante il trasferimento, utilizzare i freni per bloccare le ruote.

17. Non modificare il Hippocampe e non utilizzare mai componenti diversi da quelli forniti da Vipamat. Il Hippocampe non deve essere utilizzato se uno dei componenti è difettoso.

18. Il sedile e lo schienale del Hippocampe sono conformi alla norma M1. Tuttavia, il prodotto deve essere tenuto lontano dalle fiamme.

19. Per evitare rischi di surriscaldamento e lesioni, non usare le mani per frenare quando la carrozzina è in pendenza.

20. Non utilizzare il Hippocampe se una ruota è forata o sgonfia.

20. In caso di dubbi sull'uso sicuro del Hippocampe, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti Vipamat al numero 02 97 86 24 87 o via e-mail all'indirizzo contact@vipamat.com.

Precauzioni di sicurezza per il nuoto :

21. Il Hippocampe consente di entrare in acqua fino all'altezza del sedile e di nuotare. Non è progettato per galleggiare con l'utente sopra. Il Hippocampe non può essere considerato una barca.

22. Essere sempre accompagnati da un adulto durante l'ingresso e il trasferimento in acqua e per tutto il periodo del bagno.

23. Il Hippocampe deve essere sempre utilizzato in un'area di balneazione sorvegliata.

24. Se si utilizza una cintura per entrare in acqua e nuotare, è necessario essere accompagnati e sorvegliati più da vicino.

2.2 Dichiarazione di conformità e condizioni di garanzia

Vipamat, in qualità di produttore, dichiara che il dispositivo Hippocampe Piscina di classe 1 (classificazione europea) e classe 2 (classificazione USA) e i relativi accessori per dispositivi medici sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio e soddisfano le disposizioni applicabili della Direttiva Europea 93/42/CEE e del Libro II del Codice di Sanità Pubblica.

Questo prodotto è garantito per 2 anni "parti e manodopera" dalla data di acquisto (fattura come prova). La garanzia consiste nella sostituzione delle parti difettose. Questa garanzia non si applica in caso di uso improprio e non tiene conto dell'usura delle parti dovuta all'uso della sedia. Considerate le condizioni di utilizzo dell'Hippocampe, la sua durata prevista è di 4 anni dalla data di acquisto.

Il numero di serie del prodotto è inciso sull'asse posteriore del telaio. Il numero di serie dell'opzione cinghia è stampato sull'etichetta della confezione dell'opzione.





Per smaltire il Hippocampe, portarlo in un centro di raccolta rifiuti e inserirlo nella categoria di riciclaggio corretta.

2.3 Manutenzione e assistenza

- La sedia a rotelle Hippocampe Piscina è progettata per resistere all'acqua delle piscine. È composta da parti in alluminio, plastica e acciaio inossidabile provenienti dall'industria nautica e ciclistica.
- La sedia a rotelle Hippocampe deve essere risciacquata accuratamente con acqua dolce dopo ogni utilizzo.
- Vipamat non si assume alcuna responsabilità per danni causati da negligenza.



L'Hippocampe deve essere risciacquato sistematicamente con acqua dolce dopo ogni utilizzo. Senza questa manutenzione regolare, i trattamenti della piscina possono danneggiare la struttura.



3 Installazione di Hippocampe Piscina

3.1 Installazione della coppia di ruote grigie

❶ Installare i 2 semiassi nell'assale del telaio (e)

Premere la clip (f) e inserire completamente il semiassi con la ruota fino a quando la ruota non è a contatto con l'asse del telaio.




❷ Ruotare il semiassi della ruota in modo che la clip sporga attraverso il foro dell'asse del telaio (g).

Controlli:

- Verificare che i semiassi delle ruote grigie siano bloccati premendo la clip (f) e controllando che esca dall'asse del telaio.



Gonfiare le ruote a 1,5 bar.







3.2 Installazione della barra di spinta

- ❶ Inserire i 2 connettori push bar nei tubi del telaio fino alle clip.
- ❷ Stringere insieme i 2 fermi in modo da poter inserire più a fondo i 2 connettori della barra di spinta e spingere i fermi fuori dal foro all'interno di ciascun connettore. I 2 fermi devono uscire dai connettori della barra di spinta.

Controlli:

- Verificare che la barra di spinta sia bloccata premendo la clip su entrambi i lati e controllando che sia uscita dal connettore della barra di spinta (P1).







3.3 Montaggio della cintura addominale

- ❶ Allacciare le 3 cinghie orizzontali (c) dello schienale posizionando la cinghia superiore dello schienale all'altezza desiderata, quindi coprire la cinghia superiore dello schienale con la parte superiore dello stesso.
- ❷ Tendere le 2 cinghie verticali (d) nella parte superiore dello schienale.
- ❸ Far passare la cinghia laterale attraverso gli occhielli su un lato della schiuma del sedile, quindi sotto il sedile e attraverso gli occhielli sull'altro lato del sedile per chiudere la fibbia della cinghia dietro i due tubi del manubrio.



Prima di ogni utilizzo, accertarsi che le fibbie siano chiuse e le cinghie tese.




3.4 Montaggio dell'opzione cintura addominale (0024-00-01)

- ❶ Posizionare la cintura sul sedile e far passare la cinghia (F1) all'interno della parte (E1).
- ❷ Passare la cinghia (F1) intorno al tubo del telaio dall'esterno verso l'interno.
- ❸ Far passare nuovamente il cinturino attraverso l'occhiello, tirandolo di almeno 2 cm, quindi stringere.

Controlli:

- Verificare che la cinghia sia saldamente fissata al telaio Hippocampe.

Il numero di serie del nastro è riportato sull'etichetta della confezione del prodotto.



4 Istruzioni per l'uso

4.1 Uso dei freni di stazionamento

❶ Durante il trasferimento, utilizzare i freni per bloccare le ruote. L'asta di acciaio inossidabile deve bloccare le ruote e la barra di polietilene (a) deve essere incastrata con la tacchetta (b).

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Dispositivi medici (Medical Device)		Numero di modello
	Prima dell'uso leggere le istruzioni		Numero di serie
	Marchio CE		Peso massimo dell'utilizzatore
	Avvertimento		Data di produzione
	Non smaltire nel bidone dei rifiuti domestici		Latex free : Senza lattice
	Produttore		

Etichetta di identificazione :

L'etichetta di identificazione è attaccata al telaio della carrozzina.

Di seguito è riportato un esempio di etichetta.

	VIPAMAT (www.vipamat.com)	Made in France	
	3 rue Gustave Eiffel		
	56270 PLOEMEUR France		
	+33-297 862 487(Outside USA)	832848533(USA)	
FAUTEUIL HIPPOCAMPE PISCINE			
SWIMMING-POOL WHEELCHAIR HIPPOCAMPE			
Ref	0002-TS-02-BU	Size TS	Qt 1
SN	000000	LOT 900000	286 Lbs
			130 Kg
(01)03664560000084(10)900000(21)000000			

Numero UDI (Unique Device Identifier)

Scopri il nostro canale di tutorial su **Youtube**
e segui le nostre notizie su **Facebook** e **Instagram**.



Vipamat



Vipamat
World



Vipamat

Note

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Note

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



Hippocampe Piscine



EN12-02-V2-IT*31/10/2023

IT

VIPAMAT

3 rue Gustave Eiffel - 56270 PLOEMEUR (France)

Tel : +33 (0)2 97 86 24 87 - Fax : +33 (0)2 97 86 73 81

www.vipamat.com - contact@vipamat.com